

Clover A1c Expert Analyzátor

Nová generace měření HbA1c

NOVINKA



Technologie afinitní
boronátové chromatografie

Clover A1c

Expert Analyzátor

Přesné měření

- 90% výsledků v rámci odchylky $\pm 5,0$ %
- Variační koeficient ≤ 2.0 %
- Autokalibrace
- Certifikovaný přístroj v EU

Snadné a praktické ovládání

- Pouze 4 μ l kapilární nebo žilní krve
- Testovací rozsah 20–130 mmol/mol (IFCC*)
- Doba měření 5 minut
- Paměť na 1000 výsledků
- Barevný dotykový displej
- Kompaktní a nákladově efektivní přístroj



Novatin to jsou:

- Léčivé přípravky
- Přístroje zdravotnické techniky
- Zdravotnické prostředky

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry
Zdroje: Manuál přístroje Clover A1c Expert