

# URI TEX

Přenosný močový analyzátor



Měří kompletní močovou analýzu včetně mikroalbuminu a kreatininu

- 🔹 Malý, lehký, zcela přenosný
- 🔹 Barevný dotykový displej
- 🔹 Jednoduché intuitivní menu v českém jazyce
- 🔹 Rychlé a přesné výsledky
- 🔹 Správa výsledků pomocí SW v PC
- 🔹 Kompletní močová analýza včetně mikroalbuminu a kreatininu
- 🔹 Možnost tisku výsledků na externí tiskárně nebo pomocí PC



Externí tiskárna



**QuickSeal**



URI TEX je reflektanční fotometr určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků. Má nový design s vylepšeným ovládáním a softwarem. Připojením k medicínskému softwaru se výsledky z přístroje transformují do počítače a jsou automaticky přiřazeny do karet pacientů. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů uživatelem nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám. Výsledky je možné tisknout na tiskárně či přenést do PC. Na přístroji je možné používat více typů proužků.

## PROUŽKY MĚŘÍ:

- Leukocyty
- Krev
- Glukóza
- Nitrity
- Specifická hmotnost
- Mikroalbumin
- Urobilinogen
- Ketony
- Kreatinin
- Protein
- Bilirubin
- pH

## SPECIFIKACE PŘÍSTROJE:

Měření:	Reflektanční fotometr
Rozměry:	188(H) x 74(Š) x 77(V) mm
Napájení:	DC 12V/0,33A nebo 8x 1,5V AAA
Kapacita měření:	45 (hlavní mód) ~ 120 (rychlý mód) testů za hodinu
Rozhraní:	USB
Váha:	430g
Paměť:	2000 výsledků
Obrazovka:	4,3" TFT LCD
Software:	Uživatelský program v českém jazyce pro PC
Tisk výsledků:	pomocí PC nebo externí tiskárny (volitelné)



## UŽIVATELSKÝ PROGRAM



Hlavní stránka



### Vkládání nových dat

Můžete zadat ID pacienta a další informace pro provedení testu



### Přehled předešlých výsledků

Můžete prohlížet předešlé výsledky pacienta pomocí ID pacienta

Kat. č.	Popis	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH
X - 160	Močový analyzátor URI TEX	1 ks	18 000 Kč	21 780 Kč
X-141	Tiskárna k analyzátoru	1 ks	2 200 Kč	2 662 Kč
Y-138	Papír do tiskárny	4 ks	122 Kč	147,6 Kč
6-050	Močové proužky - URI TEX 10	100 ks/bal	500 Kč	605 Kč
X-946	Močové proužky - URI TEX 10 +	50 ks/bal	560 Kč	678 Kč
X-945	Močové proužky - URI TEX 2	50 ks/bal	460 Kč	557 Kč

Parametry močových proužků	Urobilinogen	Glukóza	Bilirubin	Ketony	pH	Krev	Spec. hmotnost	Protein	Nitrity	Leukocyty	Mikroalbumin	kreatinin
Močové proužky - URI TEX 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Močové proužky - URI TEX 2											•	•
Močové proužky - URI TEX 10 +		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•